

## コンパチブル ガルバニ式 エンビテック酸素センサ

### OOM110



■対応：Datex-Ohmeda :  
Excel SE

■センサ寿命：  
1,000,000 %hour以上


### OOM201



■対応：Dräger :  
Babylog 8000

■センサ寿命：  
500,000 %hour以上

### OOM101



■対応：Datex-  
Ohmeda): Excel

■センサ寿命：  
500,000 %hour  
以上

### OOM102



■対応：  
Airshields :  
Isolette C2000

■センサ寿命：  
1,000,000 %hou  
r 以上

### OOM102-1



■対応：  
Respironics :  
Esprit

■センサ寿命：  
1,000,000 %hou  
r 以上

### OOM105



■対応：Sechrist: 4370 /  
650

■センサ寿命：  
500,000 %hour 以上

### OOM202



■対応：  
PuritanBennett:840  
Ventilators  
Siemens:Servo900C

■センサ寿命：  
1,000,000 %hour 以上

測定範囲	0~100%(V/V)酸素分圧
ゼロオフセット電圧	200 $\mu$ V未満 (100%窒素中に5分間置いたとき)
精度および再現性	1%(V/V)以内
リニアリティ	測定値相対で3%以内
クロス感度	各種麻酔ガス等 (例示参照) に対して0.5%(V/V)以内
湿度の影響	測定値相対：気温25℃において-0.03%/RH以内
圧力の影響	酸素分圧の変化に比例
反応時間 (90%到達時間)	機種により5秒~12秒以内
許容使用環境	0~50℃、0~99%RH (露滴なきこと)
許容保存環境	-20~50℃
適合安全規格	ISO80601-2-55

※ 記載は一例です。ここにはない製品についてはお問い合わせください。  
※ 記載されている製品番号は、各該製造会社の登録された名称または商標です。弊社が該当社から保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。

医療機器製造販売承認番号

21500BZY00210000

販売名

エンビテック 酸素センサ

製造業者

Honeywell Healthcare Solutions GmbH  
<https://www.honeywell.com/>

製造販売業者



株式会社 アイビジョン

〒113-0034 東京都文京区湯島3-1-7 妻恋木工第二ビル  
Tel.03-3834-2025 Fax.03-3834-2026  
<http://www.aivision.co.jp/>



お問い合わせは